

CARROZZINE PIEGHEVOLI BARIATRICHE

Lotto 4.1

Cod. Nom.: 12.22.18.015

MARCA: Sunrise Medical

MODELLO: Rubix2

CND: Y122106

RDM: 39064



CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Telaio rinforzato a doppia crociera in alluminio ad alta resistenza ed anticorrosione disponibile in 3 colori: grigio, blu e rosso.
Larghezze di seduta disponibili: 52, 56 e 60 combinabili con tutte le profondità a catalogo: 41, 43,5, 46, 48,5 e 51 cm.
Schienale in tela lavabile, tensionabile e regolabile in altezza con barra stabilizzatrice ribaltabile
Due ruote fisse in posizione posteriore (Ø 24" e 22") ad estrazione rapida provviste di anelli corrimani di spinta. Disponibile anche la versione con ruote da transito da 12".
Due ruote piroettanti in posizione anteriore disponibili nelle misure: 6", 7" e 8".
Portata: 170 kg
Appoggiagambe regolabili, estraibili e girevoli lateralmente
Pedana poggiapiedi regolabile in altezza ed inclinazione, disponibile sia unica che separata
Spondine proteggipiedi
Braccioli regolabili in altezza con imbottitura scorrevole, ribaltabili ed estraibili, disponibili anche braccioli a montante singolo, regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe (scorrevoli)
Dotata di freni
In dotazione standard kit di chiavi
Carrozzina idonea per il trasporto su veicolo documentata da test ISO 7176-19

COD. NOM.	ACCESSORI DA GARANTIRE SU RICHIESTA
18.09.91.003	Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.006	Regolazione laterale del divaricatore
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita
18.09.91.042	Cinturini fermapiEDE (coppia)
18.09.91.045	Fermatallone (coppia)
12.22.91.718	Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)
	Pelotta toracale regolabile su più piani ed apribile
	Freno a tamburo
	Maniglie di spinta regolabili in altezza
	Ruotina antiribaltamento estraibile o abbattibile senza l'uso di attrezzi

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE TECNICA:		
1	Sedute superiori a 50 cm, di profondità	Sì, ulteriore profondità disponibile: 51 cm
2	Facilità e maneggevolezza delle operazioni di apertura e chiusura dello schienale della carrozzina	Nella versione ad autospinta, disponendo delle ruote estraibili e dei ruotini per passaggi stretti, le ruote possono essere tolte facilitando le operazioni di chiusura, apertura e caricamento
3	Ingombro limitato	Larghezza totale della carrozzina aperta con larghezza seduta 56 cm: 76 cm
4	Portata della carrozzina	170 kg
5	Presenza di copri corrimano gommato in silicone ad altro grip da applicare al corrimano fornito	Sì
6	Peso minore	La carrozzina, in configurazione standard, nella misura larghezza 56cm pesa: 17,3 kg
7	Ampliamento del periodo di garanzia a 36 mesi	Sì, la garanzia commerciale di legge, sui difetti di fabbricazione viene estesa a 36 mesi

Per i punti 8, 9, 10, 11 e 12 vedesi allegato "Progetto Tecnico".

MODULO POSTURALE PER IL BACINO

Lotto 4.2

Cod. Nom.: 18.09.39.006

MARCA: Sunrise Medical

MODELLO: JAY Balance

CND: Y180939

RDM: 1009782



Unità posturale di bacino fabbricato in serie, predisposto per la personalizzazione in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica.

Può essere adattato al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione di seduta, realizzando gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, prevenire l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane.

L'architettura del cuscino risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti si adatta con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostiene agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicura adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane. Garantisce all'assistito un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti.

Il sistema è installabile su una carrozzina o una base di postura tramite apposito sistema di fissaggio universale; questo consente una perfetta compatibilità fra cuscino e carrozzina/base e la relativa efficiente manovrabilità, sia nel caso di autospinta che nella spinta effettuata dal caregiver.

Il modulo posturale viene fornito con le relative istruzioni d'uso contenenti le informazioni relative all'uso e alla manutenzione.

Il tecnico abilitato che effettua la consegna istruirà l'assistito e/o il caregiver sull'uso e la manutenzione di esso.

Il cuscino antidecubito JAY Balance possiede le seguenti caratteristiche:

- Il cuscino antidecubito Jay Balance è realizzato con una base di schiuma sagomata a celle chiuse. La misura e la forma dell'avvallamento pelvico (PLA) del cuscino JAY Balance si basa sulle misure antropometriche standard del bacino per assicurare la massima stabilità. Il punto di transizione femorale ed il bordo posteriore aiutano a prevenire la migrazione del fluido, al tempo stesso dando un morbido supporto ai trocanteri ed alla parte posteriore del bacino. Le imbottiture pelviche laterali (opzionali) offrono la possibilità di accogliere asimmetrie del bacino. La base è disponibile in due diverse altezze, Jay Balance da 75 mm e Jay Balance Deep Contour da 100 mm, l'ideale sia per coloro che utilizzano carrozzine manuali sia per coloro che utilizzano carrozzine elettroniche.
- L'inserto è il cuore del cuscino in quanto avvolge le prominenze ossee del bacino, massimizzando la distribuzione della pressione e mantenendo l'integrità della pelle. Il Balance può essere ordinato con inserto in fluido JAY Flow o con l'inserto ad aria che si conformano alla forma di ogni utente, si adattano alle posizioni di seduta e garantiscono un adeguato posizionamento del fluido o dell'aria sotto le prominenze ossee per favorire la protezione della pelle.
- Per grande praticità e maggiore protezione il cuscino Balance ha la caratteristica di avere una doppia fodera. L'innovativa tecnologia applicata alle due fodere, interna ed esterna, risolve l'esigenza di avere un buon microclima ed una efficace gestione della incontinenza. La fodera interna è impermeabile e facile da pulire ed asciugare, mentre la cerniera Aquaguard ed il filo antri strappo assicurano che la base in schiuma resti

asciutta. La fodera microclimatica esterna dissipa il calore e l'umidità per una ulteriore protezione della pelle. Sono disponibili come optional anche una fodera esterna stretch

ed una per incontinenza. Tutte le fodere sono lavabili in lavatrice a 60° e si asciugano molto velocemente. L'elasticità di tutte le nuove fodere esterne permette l'inserimento degli elementi di posizionamento senza creare alcuna tensione di superficie riducendo nel contempo il rischio di danni alla pelle. Tutte le fodere sono realizzate in modo da impedire lo scivolamento, sono asportabili, lavabili e dispongono di sistema di chiusura.

- Completo di velcri per il fissaggio alla seduta della carrozzina.

MATRICE DELLE MISURE

				Larghezza seduta									
	cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60	
Profondità seduta	34	○*											
	36	○*	○	○									
	38	○*	○	○	○	○	○						
	40	○*	○	○	○	○	○						
	42	○*	○	○	○	○	○	○	○	○			
	44		○	○	○	○	○	○	○	○			
	46		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	48					○	○	○	○	○	○	○	
	50						○	○	○	○	○	○	
	56										○	○	
	60										○	○	
	PLA Size	A			B				C				

JBALC	
Cuscino Balance	
JBALCDC	
Cuscino Balance Deep Contour	

JBALC
Cuscino Balance
JBALCDC
Cuscino Balance Deep Contour

MODULO POSTURALE PER IL BACINO

Lotto 4.2

Cod. Nom.: 18.09.39.006

MARCA: Sunrise Medical

MODELLO: JAY J2

CND: Y180939

RDM: 62367



Unità posturale di bacino fabbricato in serie, predisposto per la personalizzazione in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica.

Può essere adattato al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione di seduta, realizzando gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, prevenire l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane.

L'architettura del cuscino risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti si adatta con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostiene agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicura adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane. Garantisce all'assistito un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti.

Il sistema è installabile su una carrozzina o una base di postura tramite apposito sistema di fissaggio universale; questo consente una perfetta compatibilità fra cuscino e carrozzina/base e la relativa efficiente manovrabilità, sia nel caso di autospinta che nella spinta effettuata dal caregiver.

Il modulo posturale viene fornito con le relative istruzioni d'uso contenenti le informazioni relative all'uso e alla manutenzione.

Il tecnico abilitato che effettua la consegna istruirà l'assistito e/o il caregiver sull'uso e la manutenzione di esso.

Il cuscino antidecubito JAY J2 possiede le seguenti caratteristiche:

- Base rigida con avvallamento posteriore anatomico, facile da modificare costituita da celle chiuse, caratteristica la rende facile da modificare sia in produzione sia sul campo. In più, sono disponibili tanti componenti per il posizionamento. Il cuscino antidecubito J2 offre eccezionale stabilità sia lateralmente sia in avanti per tutti coloro che hanno bisogno di un posizionamento veramente personalizzato o che hanno esigenze posturali che si modificano nel tempo.
- Fluido Jay tripartito: Il cuscino antidecubito J2 per carrozzina offre l'imbottitura in fluido JAY Flow Tripad, che si adatta alla forma di ogni utente, supporta perfettamente la posizione seduta e assicura che il fluido rimanga perfettamente posizionato sotto il bacino assicurando protezione contro le piaghe da decubito. Poiché non è necessaria alcuna manutenzione è perfetta per essere utilizzata per tutta la vita del cuscino.
- Il cuscino antidecubito J2 per carrozzina è disponibile con due fodere: la fodera Microclimatica 3DX con bande laterali stretch in neoprene che riduce moltissimo calore e umidità e la fodera per incontinenza che aiuta a gestire gli episodi di incontinenza proteggendo la base in schiuma, disponibile come accessorio extra. Entrambe le fodere sono realizzate in modo da impedire lo scivolamento, sono asportabili, lavabili e dispongono di sistema di chiusura.

- Completo di velcri per il fissaggio alla seduta della carrozzina.

MATRICE DELLE MISURE

		LARGHEZZA SEDUTA					
cm		35	40	42	45	50	60
PROFONDITA' SEDUTA	40	 J2108AT	 J2105AT		 J2100AT	 J2116AT	
	42			 J2117AT			
	45		 J2106AT		 J2101AT	 J2118AT	
	50		 J2107AT		 J2103AT	 J2102AT	 J2104AT

MODULO POSTURALE PER IL BACINO

Lotto 4.2

Cod. Nom.: 18.09.39.006

MARCA: ETAC

MODELLO: Star Lock

CND: Y180939

RDM: 2554186



Unità posturale di bacino fabbricato in serie, predisposto per la personalizzazione in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica.

Può essere adattato al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione di seduta, prevenire l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consentire la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane.

L'architettura del cuscino risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti si adatta con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostiene agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicura adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane. Garantisce all'assistito un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti.

Il sistema è installabile su una carrozzina o una base di postura tramite apposito sistema di fissaggio universale; questo consente una perfetta compatibilità fra cuscino e carrozzina/base e

la relativa efficiente manovrabilità, sia nel caso di autospinta che nella spinta effettuata dal caregiver.

Il modulo posturale viene fornito con le relative istruzioni d'uso contenenti le informazioni relative all'uso e alla manutenzione.

Il tecnico abilitato che effettua la consegna istruirà l'assistito e/o il caregiver sull'uso e la manutenzione di esso.

StarLock è il cuscino a celle d'aria che combina: qualità di redistribuzione della pressione, stabilità e supporto posturale.

I cuscini Star sono dotati di tecnologia a celle d'aria verticali progettata specificamente per individui ad alto rischio di lesioni da pressione. Il design delle celle d'aria verticali interconnesse di Star garantisce che le pressioni interne delle celle si equalizzino mentre l'utente si siede sul cuscino. La costruzione verticale delle celle d'aria riduce inoltre efficacemente la tensione superficiale e consente un eccellente avvolgimento.

Cura della pressione con redistribuzione della pressione e supporto posturale:

StarLock è la soluzione completa di cuscini per il trattamento della pressione con redistribuzione della pressione, stabilità e supporto posturale. È disponibile con celle di altezza 5, 7,5, 10 e 13 cm.

Modellazione, scarico e stabilità:

Il cuscino StarLock, offre la possibilità di bloccare l'aria in ciascuna cella d'aria verticale, consentendo di creare la forma desiderata, scaricare la pressione localizzata e aumentare la stabilità, consentendo un supporto posturale personalizzato.

StarLock può funzionare anche come cuscino a camera d'aria singola consentendo una configurazione individuale per una redistribuzione ottimale della pressione.

Il cuscino è completo di pompa di gonfiaggio e di fodera elastica: asportabile, traspirante, lavabile e con sistema di chiusura. La parte aderente al sedile è realizzata con materiale grappante tale da non permettere lo scivolamento, completa comunque di velcro per il fissaggio alla carrozzina.

La portata viene registrata dal produttore come illimitata

MATRICE DELLE MISURE

	A x B: Cell amount (W x D)	Cell height (mm)	Cell width (mm)	Maximum user weight
26 x 26 cm	5x5	50 75 100 130	50	Unlimited
26 x 30 cm	5x6	50 75 100 130	50	Unlimited
26 x 34 cm	5x7	50 75 100 130	50	Unlimited
30 x 26 cm	6x5	50 75 100 130	50	Unlimited
30 x 30 cm	6x6	50 75 100 130	50	Unlimited
30 x 34 cm	6x7	50 75 100 130	50	Unlimited
30 x 39 cm	6x8	50 75 100 130	50	Unlimited
34 x 26 cm	7x5	50 75 100 130	50	Unlimited
34 x 30 cm	7x6	50 75 100 130	50	Unlimited
34 x 34 cm	7x7	50 75 100 130	50	Unlimited
34 x 39 cm	7x8	50 75 100 130	50	Unlimited
34 x 44 cm	7x9	50 75 100 130	50	Unlimited
39 x 30 cm	8x6	50 75 100 130	50	Unlimited
39 x 34 cm	8x7	50 75 100 130	50	Unlimited
39 x 39 cm	8x8	50 75 100 130	50	Unlimited
39 x 44 cm	8x9	50 75 100 130	50	Unlimited
39 x 49 cm	8x10	50 75 100 130	50	Unlimited
39 x 53 cm	8x11	50 75 100 130	50	Unlimited
44 x 34 cm	9x7	50 75 100 130	50	Unlimited
44 x 39 cm	9x8	50 75 100 130	50	Unlimited
44 x 44 cm	9x9	50 75 100 130	50	Unlimited
44 x 49 cm	9x10	50 75 100 130	50	Unlimited
44 x 53 cm	9x11	50 75 100 130	50	Unlimited
49 x 39 cm	10x8	50 75 100 130	50	Unlimited
49 x 44 cm	10x9	50 75 100 130	50	Unlimited
49 x 49 cm	10x10	50 75 100 130	50	Unlimited
49 x 53 cm	10x11	50 75 100 130	50	Unlimited
53 x 39 cm	11x8	50 75 100 130	50	Unlimited
53 x 44 cm	11x9	50 75 100 130	50	Unlimited
53 x 49 cm	11x10	50 75 100 130	50	Unlimited
53 x 53 cm	11x11	50 75 100 130	50	Unlimited

MODULO POSTURALE PER IL TRONCO

Lotto 4.3

Cod. Nom.: 18.09.39.009

MARCA: SUNRISE MEDICAL

MODELLO: JAY J3

CND: Y180939

RDM: 100337



Modulo posturale per tronco fabbricato in serie, personalizzabile in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica.

È adattabile al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione seduta, e soddisfa gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, previene l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consente la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane.

L'architettura dell'ausilio risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti si adatta con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostiene agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicura un adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane, garantisce all'assistito un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti.

Il sistema è installabile su una carrozzina o una base di postura tramite apposito sistema di aggancio universale; questo consente una perfetta compatibilità fra schienale e carrozzina/base e la relativa efficiente manovrabilità, sia nel caso di autospinata che nella spinta effettuata dal caregiver.

Il modulo posturale viene fornito con le relative istruzioni d'uso contenenti le informazioni relative all'uso e alla manutenzione. Il tecnico abilitato che effettua la consegna istruirà l'assistito e/o il caregiver sull'uso e la manutenzione di esso.

La famiglia di schienali per carrozzina JAY J3 offre una **moltitudine di forme e dimensioni** in altezza, larghezza e profondità in grado di soddisfare le necessità di tutti gli utenti. Ogni schienale è leggero e regolabile, e offre la possibilità di scegliere l'hardware adatto alla propria carrozzina per un montaggio ancora più facile.

La gamma offre 5 tipi di sagomature:

- Shallow Contour (SC) profonda 50 mm,
- Mid Contour (MC) profonda 80 mm,
- Deep Contour (DC), Mid Deep Contour (MDC) profonde 150 mm
- Extra Deep Contour (XDC), Extra Mid Deep Contour (XMDC) profonde 180 mm.



Il sistema di fissaggio è regolabile in larghezza, profondità ed angolazione, è facile da montare e regolare, inoltre riduce anche il gioco dello schienale una volta montato.

Tutti gli schienali sono completi di imbottitura e fodera traspirante.

MATRICE DELLE MISURE

* le misure si riferiscono
 alla profondità dello
 schienale



		Shallow Contour (SC)					Mid Contour (MC)					Deep Contour (DC)				Extra Deep Contour (XDC)			Mid Deep Contour (MDC)					Extra Mid Deep Contour (XMDC)		
JAY J3 (larghezza in cm)		31	36	41	46	51	31	36	41	46	51	36	41	46	51	41	46	51	31	36	41	46	51	41	46	51
Altezza schienale																										
Basso toracico (LT)	Short (S) - 17																									
	Medium (M) - 20																									
	Tall (T) - 24																									
Altezza schienale																										
Medio toracico (MT)	Short (S) - 30																									
	Medium (M) - 34																									
	Tall (T) - 38																									
Altezza schienale																										
Alto toracico (UT)	Short (S) - 42																									
	Medium (M) - 46																									
	Tall (T) - 50																									
Altezza schienale																										
Altezza spalle (SH)	Short (S) - 53																									
	Medium (M) - 57																									
	Tall (T) - 61																									

SAGOMATURA SCHIENALE

Shallow Contour / SC

Avvolgenza laterale lieve

Larghezza schienale Jay J3

31	36	41	46	51
Misure di montaggio sulla carrozzina				
31-36	36-41	41-46	46-51	51-56
Larghezza massima tronco utente				
28	33	38	43	48

Mid Contour / MC

Avvolgenza laterale moderata

Larghezza schienale Jay J3

31	36	41	46	51
Misure di montaggio sulla carrozzina				
31-36	36-41	41-46	46-51	51-56
Larghezza massima tronco utente				
24,5	29,5	34,5	39,5	44,5

Deep Contour / DC

Avvolgenza laterale profonda alta

Larghezza schienale Jay J3

36	41	46	51
Misure di montaggio sulla carrozzina			
36 - 41	41 - 46	46 - 51	51 - 56
Larghezza massima tronco utente			
28	33	38	43

Extra Deep Contour / XDC

Avvolgenza laterale extra profonda alta

Larghezza schienale Jay J3

41	46	51
Misure di montaggio sulla carrozzina		
41 - 46	46 - 51	51 - 56
Larghezza massima tronco utente		
33	38	43

Mid Deep Contour / MDC

Avvolgenza laterale profonda bassa

Larghezza schienale Jay J3

31	36	41	46	51
Misure di montaggio sulla carrozzina				
31-36	36-41	41-46	46-51	51-56
Larghezza massima tronco utente				
24	28	33	38	43

Extra Mid Deep Contour / XMDC

Avvolgenza laterale extra profonda bassa

Larghezza schienale Jay J3

41	46	51
Misure di montaggio sulla carrozzina		
41 - 46	46 - 51	51 - 56
Larghezza massima tronco utente		
33	38	43

MODULO POSTURALE PER IL TRONCO

Lotto 4.3

Cod. Nom.: 18.09.39.009

MARCA: Invacare Corporation

MODELLO: MatrX Posture Back Max

CND: Y180939

RDM: 2542688



Modulo posturale per tronco fabbricato in serie, personalizzabile in base alla morfologia dell'assistito mediante prove direttamente effettuate sulla persona per la realizzazione di una configurazione di seduta personale, come richiesto dalla prescrizione specialistica.

È adattabile al fine di assicurare il mantenimento di una corretta, sicura e confortevole posizione seduta, e soddisfa gli obiettivi di compensare le eventuali deformità posturali imposte dalla patologia dell'assistito, previene l'affaticamento e la possibilità di insorgenza di ulcere da decubito e infine consente la massima efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane.

L'architettura dell'ausilio risultante dall'assemblaggio dei suoi componenti si adatta con precisione alle dimensioni corporee dell'assistito, sostiene agevolmente il peso in tutte le condizioni d'uso previste, assicura un adeguato comfort nel mantenimento della postura e nello svolgimento delle attività quotidiane, garantisce all'assistito un'efficiente manovrabilità sia per quanto attiene le regolazioni che i trasferimenti.

Il sistema è installabile su una carrozzina o una base di postura tramite apposito sistema di aggancio universale; questo consente una perfetta compatibilità fra schienale e carrozzina/base e la relativa efficiente manovrabilità, sia nel caso di autospinta che nella spinta effettuata dal caregiver.

Il modulo posturale viene fornito con le relative istruzioni d'uso contenenti le informazioni relative all'uso e alla manutenzione. Il tecnico abilitato che effettua la consegna istruirà l'assistito e/o il caregiver sull'uso e la manutenzione di esso.

Il MatrX Posture Back Max offre:

- Una scocca rigida sagomata profonda 130mm, disponibile in 2 altezze, che fornisce un supporto e un posizionamento eccezionali sulla linea mediana
- Un'imbottitura traspirante realizzata in schiuma modellata che avvolge il guscio
- Una fodera resistente all'umidità, traspirante e lavabile



- Il sistema di fissaggio Heavy-Duty, che garantisce una portata di 227 kg, è regolabile in larghezza, profondità ed angolazione. Lo schienale può essere facilmente installato e regolato in pochi minuti.

- Il meccanismo di estrazione ed incastro è garantito senza l'uso di attrezzi

MATRICE DELLE MISURE

Larghezza dello schienale ⁽²⁾	Altezza dello schienale		Compatibile con carrozzina di larghezza schienale ⁽¹⁾
	410 mm	510 mm	
510	1544538 ☐	1544657 ☐	510mm - 530mm
560	1544658 ☐	1544659 ☐	560mm - 590mm
610	1544660 ☐	1544661 ☐	610mm - 640mm

TAVOLINO CON INCAVO AVVOLGENTE

Lotto 4.4

Cod. Nom.: 12.22.91.715

MARCA: PIAI ORTOTECH

MODELLO: 355M

CND: Y1224

RDM: 2600068



CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Tavolino avvolgente di dimensioni 70x47 cm, con bordo leggermente rialzato, realizzato in materiale plastico rigido, dotato di sistema regolabile che permette l'adattabilità sulle diverse sedute delle carrozzine. Scorrevole su due guide telescopiche.