

SCHEMA TECNICA

MARCA: Medifab LTD

MODELLO: SPEX ZYGO

CND: Y180939

RDM: 2671497



Il sistema è installabile su una carrozzina o una base di postura tramite apposito sistema di aggancio universale drop mount; questo consente una perfetta compatibilità fra schienale e carrozzina/base e la relativa efficiente manovrabilità, sia nel caso di autospinta che nella spinta effettuata dal caregiver.

Il modulo posturale viene fornito con le relative istruzioni d'uso contenenti le informazioni relative all'uso e alla manutenzione.

Lo schienale Zygo è caratterizzato da:

- scocca rigida con variabilità di sagomature, forme e misure diverse: larghezza da 30,5 a 45,5 cm e altezza da 20 a 43 cm
- imbottitura traspirante con fodera traspirante e lavabile;
- completo dei sistemi di fissaggio sulla carrozzina tramite morsetti universali
- possibilità di inclinazione +/- 30°
- meccanismo di estrazione ed incastro drop mount per lo sgancio rapido, senza viti e quindi senza far uso di chiavi
- kit di accessori per contenimento e postura
- telino di continuità tra seduta e schienale
- maniglia
- guscio di media altezza con un profilo aperto e poco profondo fornisce Supporto per bacino, colonna lombare e colonna toracica
- Contorno poco profondo adatto a utenti con mobilità e forza moderate del tronco

SCHEMA TECNICA

Diverse opzioni di altezza consentono al guscio di raggiungere la regione medio-toracica o toracica superiore


Eventuali accessori con sovrapprezzo

- pelotte laterali fisse o swing away

Portata massima 136 kg

Particolare durabilità del prodotto ed idoneità a ripetute sanitizzazioni e riutilizzi come dimostrato dai sottocitati certificati ottenuti e dai Test superati secondo i più severi standard internazionali: Certificato ISO 16840 RESNA WC-4:2009

MISURE



SCHEMA TECNICA

• SCHIENALE ZYGO CONTOUR

• SET MONTAGGIO DROP MOUNT



Active Lo

☐ 1251-1609-OAL Active Lo 16" x 9" - (40,5 x 23 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1809-OAL Active Lo 18" x 9" - (45,5 x 23 cm)

☐ 1259-1420-OTM



Active Mid

☐ 1251-1413-OAM Active Mid 14" x 13" - (35,5 x 33 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1614-OAM Active Mid 16" x 14" - (40,5 x 35,5 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1815-OAM Active Mid 18" x 15" - (45,5 x 38 cm)

☐ 1259-1420-OTM



Deep Lo

☐ 1251-1408-ODL Deep Lo 14" x 8" - (35,5 x 20 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1609-ODL Deep Lo 16" x 9" - (40,5 x 23 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1809-ODL Deep Lo 18" x 9" - (45,5 x 23 cm)

☐ 1259-1420-OTM



Deep Mid

☐ 1251-1210-ODM Deep Mid 12" x 10" - (30,5 x 25,5 cm)

☐ 1259-1420-OTP

☐ 1251-1213-ODM Deep Mid 12" x 13" - (30,5 x 33 cm)

☐ 1259-1420-OTP

☐ 1251-1413-ODM Deep Mid 14" x 13" - (35,5 x 33 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1416-ODM Deep Mid 14" x 16" - (35,5 x 40,5 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1614-ODM Deep Mid 16" x 14" - (40,5 x 35,5 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1617-ODM Deep Mid 16" x 17" - (40,5 x 43 cm)

☐ 1259-1420-OTS

☐ 1251-1815-ODM Deep Mid 18" x 15" - (45,5 x 38 cm)

☐ 1259-1420-OTM