

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

MARCA: SUNRISE MEDICAL

MODELLO: **JAY Balance**

CND: Y180939

RDM: 1009782



il cuscino antidecubito JAY Balance possiede le seguenti caratteristiche:

- Il cuscino antidecubito Jay Balance è realizzato con una base di schiuma sagomata a celle chiuse. La misura e la forma dell'avvallamento pelvico (PLA) del cuscino JAY Balance si basa sulle misure antropometriche standard del bacino per assicurare la massima stabilità. Il punto di transizione femorale ed il bordo posteriore aiutano a prevenire la migrazione del fluido, al tempo stesso dando un morbido supporto ai trocanteri ed alla parte posteriore del bacino. Le imbottiture pelviche laterali (opzionali) offrono la possibilità di accogliere asimmetrie del bacino. La base è disponibile in due diverse altezze, Jay Balance da 75 mm e Jay Balance Deep Contour da 100 mm, l'ideale sia per coloro che utilizzano carrozzine manuali sia per coloro che utilizzano carrozzine elettroniche.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

- L'inserto è il cuore del cuscino in quanto avvolge le prominenze ossee del bacino, massimizzando la distribuzione della pressione e mantenendo l'integrità della pelle. Il Balance può essere ordinato con inserto in fluido JAY Flow o con l'inserto ad aria che si conformano alla forma di ogni utente, si adattano alle posizioni di seduta e garantiscono un adeguato posizionamento del fluido o dell'aria sotto le prominenze ossee per favorire la protezione della pelle.
- Per grande praticità e maggiore protezione il cuscino Balance ha la caratteristica di avere una doppia fodera. L'innovativa tecnologia applicata alle due fodere, interna ed esterna, risolve l'esigenza di avere un buon microclima ed una efficace gestione della incontinenza. La fodera interna è impermeabile e facile da pulire ed asciugare, mentre la cerniera Aquaguard ed il filo antri strappo assicurano che la base in schiuma resti asciutta. La fodera microclimatica esterna dissipa il calore e l'umidità per una ulteriore protezione della pelle. Sono disponibili come optional anche una fodera esterna stretch ed una per incontinenza. Tutte le fodere sono lavabili in lavatrice a 60° e si asciugano molto velocemente. L'elasticità di tutte le nuove fodere esterne permette l'inserimento degli elementi di posizionamento senza creare alcuna tensione di superficie riducendo nel contempo il rischio di danni alla pelle. Tutte le fodere sono realizzate in modo da impedire lo scivolamento, sono asportabili, lavabili e dispongono di sistema di chiusura.
- Completo di velcri per il fissaggio alla seduta della carrozzina.

MATRICE DELLE MISURE

		Larghezza seduta										
	cm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	56	60
Profondità seduta	34	○*										
	36	○*	○	○								
	38	○*	○	○	○	○	○					
	40	○*	○	○	○	○	○					
	42	○*	○	○	○	○	○	○	○	○		
	44		○	○	○	○	○	○	○	○		
	46		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	48					○	○	○	○	○	○	○
	50						○	○	○	○	○	○
	56										○	○
	60										○	○
PLA Size		A			B				C			