

SCHEMA TECNICA

MARCA: Promedicare
MODELLO: **INSERTO BASICO**
CND: Y180939
RDM: 1337441



Inserto basico è l'unità posturale capace di rispondere alle esigenze posturali individuali dell'utente in esiti di molteplici patologie per l'intero ciclo di vita di utilizzo.

Ogni unità posturale Inserto Basico possiede:

-kit strutturale formato da una base rigida piatta di costruzione e 6 inserti in polietilene a celle chiuse; personalizzabili e modificabili, in modo tale da poter sostenere e correggere la postura del bacino mutevole nel tempo.

Ogni elemento del kit è dotato di nastro aggirante ad uncini maschio/femmina che consente il saldo collegamento di ogni inserto alla base piatta di costruzione;

-imbottitura lavabile che presenta diversa stratificazione: una zona posteriore costituita da un accoppiamento di due materiali ovvero il memory foam e il foam viscoelastico a ritorno lento di memoria, i quali favoriscono massimo comfort ed elevata protezione da piaghe da decubito;


-zona anteriore con uno strato viscoelastico a ritorno lento di memoria per favorire il corretto alloggiamento degli arti inferiori.

La fodera di rivestimento New 3D è areata, incontinente, ignifuga, antibatterica e lavabile con acqua tiepida e

SCHEMA TECNICA

detergente neutro. La fodera presenta un sistema di chiusura posteriore molto facilitata e internamente presenta un materiale grippante in modo tale da non permettere lo scivolamento della fodera sulla base di appoggio.

Ogni unità posturale possiede al suo interno il kit completo di sistema di fissaggio alla seduta della carrozzina.



- 1) Inserto adduttore
- 2) Inserto contenitore bacino
- 3) Inserto abduttore
- 4) Inserto livellamento
- 5) Base piatta di costruzione

Fig. 2: Kit cunei

TABELLA MISURE INSERTO BASICO	PEDIATRICO				ADULTO								
MODELLO	UUS	USS	US	XXS	XS	XS1S	XS1	S	M	M1S	M1	L	XL
Larghezza effettiva (cm)	25	30	30	36	36	40	40	42	42	45	45	48	48
Larghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	27	32	32	38	38	42	42	44	44	47	47	50	50
Larghezza Min ottenibile con asportazione tagli materiale (cm)	23	28	28	34	34	38	38	40	40	43	43	46	46
Lunghezza effettiva (cm)	30	30	38	38	42	40	45	45	50	45	50	45	50
Lunghezza Max ottenibile con adattamento (cm)	32,5	32,5	40,5	40,5	44,5	42,5	47,5	47,5	52,5	47,5	52,5	47,5	52,5
Lunghezza Min ottenibile con regolazione tagli posteriore (cm)*	24	24	32	32	36	34	39	39	44	39	44	39	44
Range Min e Max altezza anteriore base piatta costruz 5 + inserto livella- mento 4 (cm)	3,5/4,5 (altezze riferite ai modelli UUS e XL)												
Altezza posteriore base piatta costruz 5 (cm)	1,5 (tutte le misure)												
Peso unità posturale min/max: 0,8 kg/2,1 kg													
Portata massima riferita al modello XL (48 cm x 50 cm): 135 kg													

*possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale